

## Kursprogramm nach den spezifischen Fachgruppen-Indikationen

Anfang nächsten Jahres wird das bisherige, dreistufige Ausbildungskonzept der internationalen K-Taping Academy, das aus zwei Grundkursen und einem Lymphkurs bestand, von dem neuen »K-Taping Pro«-Kurs abgelöst. Zusätz-



Foto: K-Taping International Academy

lich ergänzen die neuen »K-Taping®-Sonderkurse wie Sport, Lymph, Gyn, Osteo, Ergo und Heilpraktiker das Kursangebot sowie der K-Taping® Refresher-Kurs.

Die hierin vorgestellten Anlagetechniken richten sich speziell nach den Indikationen und den jeweiligen Krankheitsbildern der aufgeführten Fachgruppen. Jeder Teilnehmer erhält ein ausführliches und reich bebildertes farbiges Kursbegleitheft.

www.k-taping.de  
fon +49 (0)231\_97 67 30-0

## Rund-um-Komfort für die Füße

Der medizinische Rehaschuh mediFLEX von docPrice überzeugt mit seinem Design, Komfort und Aussehen und vor-

allem mit seinem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Vom Wiesbadener Fußchirurgen Dr. Markus Preis entwickelt, ist der sportliche Medizinschuh mit seinem großen Volumen im Vorfuß-, Ballen- und Spannbereich vor allem für stark geschwollene Füße und Hammerzehen geeignet sowie in der Reha nach Operationen gut einzusetzen. Nicht spürbare Versteifungen im Knöchel- und Fersenbereich geben optimale Stabilität, während ein weit zu öffnendes Verschlusssystem den Einstieg erleichtert.

www.doc-price.eu  
fon +49 (0)261\_13 37 38 20

## Bequemes Wiegen für Rollstuhlfahrer

Auch Rollstuhlfahrer möchten gerne ihr Gewicht kennen. Das ermöglicht nun die elektronische Rollstuhlwaage BS Medimax von Etac. Mit der Tara-Funktion wird das Gewicht des Rollstuhles eingegeben und der Rollstuhlfahrer kann sein exaktes Gewicht ablesen, ohne rechnen zu müssen. Größe und Belastbarkeit der Waage sind so dimensioniert, dass sich auch Benutzer mit einem E-Rollstuhl wiegen können.

Die Plattform hat eine Größe von 80 x 80 cm und wiegt ca. 12 Kilogramm. Sie besteht aus gepresstem Holz und einer rutschfesten Kunststoffauflage, wodurch



Foto: Etac GmbH

sie robust und widerstandsfähig ist. Die Waage kann bis 300 kg belastet werden und wiegt in 100 g Schritten. Die Anzeige funktioniert über Kabelfernanzeige per LCD-Display.

Die Lieferung enthält eine Rampe zum Befahren der Waage und einen Netzadapter für den Netzbetrieb. Der Betrieb mit einer 9 V Alkali Blockbatterie, die mitgeliefert wird, ist ebenso möglich. Optional ist eine zweite Rampe erhältlich, so dass der Benutzer vorwärts sowohl hinauf als auch hinunterfahren kann. Mit 6 cm Höhe ist die Waage flach und lässt sich platzsparend unter einem Bett verstauen.

www.etac.de  
fon +49 (0)2365\_98 71 37

## Beste Erreichbarkeit in und außerhalb der Praxis

Moderne Technik auch für kleine Budgets bieten die neuen Telefonanlagen der Serie COMPACT 3000 von Auerswald. Sie



Foto: Auerswald

eignen sich für Praxen, da bis zu 8 Teilnehmer angeschlossen werden können. Je nach Anschlussart ist zwischen den Varianten analog, ISDN und VoIP zu entscheiden.

Mit dieser Telefonanlage entgehen keine Anrufe mehr. Die Benachrichtigung über Voicemails oder Faxe erfolgt automatisch per E-Mail, RSS-Feed oder Anruf.

>>>

Besonders praktisch: es ist via VoIP möglich, mit der zentralen Telefonanlage in der Praxis über das Internet verbunden zu werden. So werden Anrufer aus der Praxis automatisch auf das Home-Office-Telefon weitergeleitet. Neben der komfortablen CTI-Unterstützung zeichnet die Anlage der geringe Stromverbrauch von nur etwa 2 Watt im Ruhezustand aus.

www.auerswald.de  
fon +49 (0)5306\_92 00-0

### Empfohlenes Training der Fußmuskulatur

Die Fußmuskulatur stellt die Basis für aufrechtes und sicheres Gehen sowie Stehen im Leben dar. Die Neuentwicklung von STB Control, das Therareflex-Pad®, trainiert und kräftigt auf einfache Art und Weise diese Muskulatur.



Foto: STB Control

Das Pad wird vom Zentrum für Präventivmedizin in Bad Kissingen empfohlen und unterstützt Physiotherapeuten in allen Anwendungen. Die Orthopädin Dr. Martina Götz bestätigt, dass ein regelmäßiges Training den Körper aufrichte, das Gleichgewicht verbessere und für einen sicheren Gang Sorge. Die vielseitigen Zusatznutzen stellen die Anwender zufrieden, so dass das Therareflex-Pad® gern weiterempfohlen wird.  
www.therareflex-pad.de  
fon +49 (0)6120\_90 08 70

### Training für Menschen mit Bewegungseinschränkungen

Moderne Bewegungstrainer sollen einfach, schnell und sicher zu bedienen sein, so wie der Aktiv-Passiv-Trainer THERA-vital von medica Medizintechnik, der ab Januar 2010 erhältlich ist. Füße können ohne fremde Hilfe in den Fußschalen fixiert werden und der Fuß ist auch bei starken Spasmen optimal gelagert. Auf Knopfdruck ist die Fußfixierung wieder zu lösen.



Foto: medica Medizintechnik GmbH

Gedacht und konzipiert sind THERA-Bewegungstrainer für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, die durch einen Unfall, Krankheit oder Behinderung entstanden sind.

Das tägliche Training hilft Spasmen und Schmerzsymptome zu reduzieren, Kontrakturen zu verringern, Rechts-links-Defizite auszugleichen und die Verdauung und Harnabfuhr anzuregen. Regelmäßiges THERA-Training erleichtert den Patienten viele Aufgaben des täglichen Lebens.

www.thera-trainer.de  
fon +49 (0)VW\_DW DW-0

### Triggerpunktbehandlung mit Cross-Patches

Schmerzen unterschiedlicher Herkunft kann mit Kinesiotapes vorgebeugt und behandelt werden, beispielsweise mit dem Kinesiotape StarTape® SL. Ab sofort bietet ManuTect GmbH neben



Foto: ManuTect GmbH

diesem bewährten Tape auch Cross-Patches an.

StarTape® Cross-Patches werden auf Triggerpunkte, den Schmerzpunkten, aufgebracht. Sie werden als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Therapien wie zum Beispiel Akupunktur, Lasertherapie, Reizstrom und Kinesio-Taping verwendet. Die Preise sind so günstig wie beim Kinesiotape StarTape® SL.

www.startape.de  
fon +49 (0)621\_3 39 08 08

### Näher am Kunden in Süddeutschland

Neue Geschäftsräume bezog die Münchner Niederlassung der DZH – Dienstleistungszentrale für Heil- und Hilfsmittelanbieter GmbH (Hauptsitz Hamburg) – zwei Jahre nach ihrer Gründung in der bayrischen Landeshauptstadt.

Gleichzeitig vergrößerte sich das Vertriebsteam, um auch für den in Süddeutschland gewachsenen Kundenkreis mit individueller Beratung und Betreuung zur Verfügung zu stehen. Für ihre süddeutschen Kunden ist die DZH seit dem 01. November unter der neuen Anschrift zu erreichen: Schatzbogen 86, 81829 München.

Fragen beantworten die Kundenbetreuer auch telefonisch.  
www.dzh-online.de  
fon +49 (0)89\_46 26 10-0